



Instruções de segurança e limpeza para o LIINI® Bomba de leite

Prezada cliente,

Agradecemos por ter escolhido a nossa bomba tira leite. Damos grande importância à sua segurança e ao bem-estar da sua família.

Para garantir que pode utilizar o seu aparelho com segurança, é importante seguir cuidadosamente as instruções de segurança e limpeza a seguir. O manuseamento inadequado pode acarretar riscos graves!

Manual/instruções de utilização

Renunciamos conscientemente a manuais de instruções impressos, poupando assim várias toneladas de papel por ano. Ao mesmo tempo, podemos atualizar o nosso manual de instruções eletrónico a qualquer momento, para que tenha sempre à mão a versão mais recente.

Mesmo que muitas funções possam ser utilizadas intuitivamente, reserve **5 minutos** para **ler o manual**. É importante utilizar o produto de acordo com o manual de instruções para que possa desfrutar dele por muito tempo, para que tudo funcione com segurança e para evitar aborrecimentos desnecessários.

Pode encontrar o **manual de instruções** através do seguinte **código QR** (digitalize com o smartphone):



Disponível online: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Informações gerais

Fabricante	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Suíça
Contato	compliance@liini.ch
País de origem	China (CN)
Certificações	CE, RoHS
Representante autorizado na UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Países Baixos (apenas autoridades)
Número de registo WEEE (DE)	74241330 Fundação para o registo de equipamentos elétricos usados Nordostpark 72 90411 Nuremberga
Número de registo WEEE (AT)	9008392342860 Ministério Federal da Proteção Climática, Ambiente, Energia, Mobilidade, Inovação e Tecnologia (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Viena
Número de registo WEEE (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Número de registo WEEE (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Instruções gerais de segurança (GPSR)

O transporte inadequado do seu bebê pode causar acidentes graves e lesões, além de representar **sérios riscos à segurança**.

Por favor, observe atentamente as seguintes instruções:

- Utilize a bomba tira leite LIINI® exclusivamente de acordo com estas instruções.
- O produto destina-se apenas ao fim a que se destina – extrair leite materno.
- A bomba tira leite não é um brinquedo e não deve ser utilizada ou limpa por crianças.
- Verifique todos os componentes quanto a danos antes de cada utilização. Não utilize o dispositivo se alguma peça estiver danificada, deformada ou montada incorretamente.
- Utilize exclusivamente os componentes e acessórios fornecidos ou previstos pela LIINI®.
- Interrompa imediatamente a utilização se sentir dor, desconforto ou reações involuntárias.

Instruções de utilização

- Certifique-se de que a bomba tira leite está montada corretamente antes de a utilizar.
- Selecione sempre um nível de intensidade confortável para si. Níveis de sucção demasiado elevados podem ser desconfortáveis.
- A bomba tira leite não deve ser utilizada durante o sono.
- Não utilize o dispositivo enquanto conduz ou realiza atividades que exijam toda a sua atenção.
- A bomba tira leite não é à prova de água. Mantenha a unidade elétrica longe de água e humidade.

Instruções sobre a bateria e o carregamento

- Carregue a bomba tira leite exclusivamente através da **porta USB-C** prevista para o efeito.
- Utilize apenas adaptadores de rede adequados com a potência de saída correspondente.
- Não carregue o dispositivo sem supervisão e não o coloque perto de fontes de calor.
- Não utilize a bomba tira leite durante o processo de carregamento.
- Não exponha a bateria a temperaturas extremas, luz solar direta ou fogo aberto.



#FeelsParenting.

Instruções de limpeza

- Limpe todas as peças que entram em contacto com o leite materno antes da primeira utilização e após cada utilização.
- Desmonte completamente a bomba tira leite antes da limpeza.
- As peças em contacto com o leite (por exemplo, almofadas de silicone, válvulas, recipientes para leite materno) podem ser limpas com água morna e detergente suave, fervidas ou esterilizadas com outros utensílios para bebés (de acordo com as recomendações habituais).
- A unidade elétrica não deve ser mergulhada em água nem lavada com água corrente.
- Limpe-a exclusivamente com um pano seco ou ligeiramente húmido.
- Deixe todos os componentes secarem completamente após a limpeza antes de os voltar a montar ou guardar.

Armazenamento

- Guarde a bomba de leite num local limpo e seco.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Não exponha o produto a humidade prolongada ou luz solar direta.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7

Informações sobre a Diretiva WEEE 2012/19/UE

Significado do símbolo da lata de lixo barrada



Todos os nossos aparelhos eletrônicos (aquecedores de biberões, aquecedores de papas, aparelhos para ajudar a adormecer) estão identificados com o símbolo da lata de lixo barrada.

O símbolo da lata de lixo barrada significa que **é legalmente obrigado a** descartar estes aparelhos separadamente do lixo doméstico não triado, ou seja, os aparelhos usados devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. As pilhas ou baterias não fixas devem ser removidas previamente e descartadas separadamente.

Em nossos produtos, todas as baterias recarregáveis são fixas – portanto, você pode **descartar** os produtos **como um todo**.

Uma barra sob o caixote do lixo significa que o produto foi colocado no mercado após 13 de agosto de 2005.

Possibilidades de devolução de aparelhos usados (Diretiva REEE 2012/19/UE)

Os proprietários de equipamentos usados podem entregá-los nas opções de devolução ou recolha de equipamentos usados disponibilizadas pelas entidades públicas responsáveis pela eliminação de resíduos, a fim de garantir a sua eliminação adequada.

Dados pessoais (Diretiva REEE 2012/19/UE)

Todos os utilizadores finais de equipamentos elétricos e eletrônicos usados são informados de que são responsáveis pela eliminação dos dados pessoais dos equipamentos usados a eliminar.



Informações sobre a Diretiva 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores

Sempre que se fizer referência a baterias ou acumuladores, entende-se que se trata de baterias ou acumuladores usados.

Significado do símbolo da lata de lixo barrada (Diretiva relativa às pilhas e acumuladores 2006/66/CE)

O símbolo da lata de lixo barrada significa que é legalmente obrigado a depositar as pilhas ou acumuladores num local de recolha separado do lixo doméstico não triado, ou seja, que estes devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Se as pilhas ou acumuladores contiverem mais de 0,0005% em massa de mercúrio, mais de 0,002% em massa de cádmio ou mais de 0,004% em massa de chumbo, devem ser identificados com os símbolos químicos dos metais (Hg, Cd, Pb) cujo limite foi excedido.

Possibilidades de devolução de baterias ou acumuladores (Diretiva relativa às baterias 2006/66/CE)

Os proprietários de pilhas ou acumuladores podem devolvê-los gratuitamente após a utilização, no âmbito das possibilidades de devolução ou recolha de pilhas ou acumuladores criadas e disponibilizadas pelos organismos públicos responsáveis pela eliminação de resíduos, ou diretamente no comércio, de modo a garantir a sua eliminação adequada.

Medidas de prevenção de resíduos e medidas para evitar o lixo (Diretiva 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores)

Reduza ao máximo a produção de resíduos de baterias, utilizando baterias com maior duração ou acumuladores recarregáveis. Não deixe baterias ou aparelhos elétricos e eletrónicos alimentados a bateria abandonados, evitando assim o lixo no ambiente – para proteger as nossas crianças.

Possibilidades de preparação para a reutilização de pilhas usadas (Diretiva relativa às pilhas e acumuladores 2006/66/CE)

Verifique a possibilidade de reciclagem de pilhas usadas.

Possíveis efeitos das substâncias contidas nas pilhas no ambiente e na saúde humana (Diretiva 2006/66/CE relativa às pilhas)

As pilhas e acumuladores podem conter substâncias que têm possíveis efeitos negativos na saúde humana e no ambiente. Em particular, as pilhas que contêm lítio devem ser manuseadas com cuidado devido aos riscos especiais que apresentam, tais como risco de incêndio ou risco de ingestão no caso das pilhas de botão.

Importância da recolha seletiva e da reciclagem (Diretiva 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores)

A recolha seletiva e a reciclagem de pilhas e acumuladores contribuem significativamente para a proteção do ambiente e a prevenção de riscos para a saúde.