



Säkerhets- och rengöringsanvisningar för LIINI® bröstpump

Kära kund,

Tack för att du har valt vår bröstpump respektive mjölkpump. Vi lägger stor vikt vid din säkerhet och din familjs välbefinnande.

För att säkerställa att du kan använda din apparat på ett säkert sätt är det viktigt att du noggrant följer nedanstående säkerhets- och rengöringsanvisningar. Felaktig hantering kan medföra allvarliga risker!

Handbok/bruksanvisning

Vi avstår medvetet från tryckta bruksanvisningar och sparar därmed flera ton papper varje år. Samtidigt kan vi uppdatera vår elektroniska bruksanvisning när som helst, så att du alltid har den senaste versionen till hands.

Även om mycket kan hanteras intuitivt: Ta dig **5 minuter** och **läs igenom instruktionerna**. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen så att du kan njuta av produkten länge, så att allt fungerar säkert – och så att onödiga problem undviks.

Du hittar **bruksanvisningen** via följande **QR-kod** (skanna med din smartphone):



Tillgänglig online: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Allmän information

Tillverkare	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Schweiz
Kontakt	compliance@liini.ch
Ursprungsland	Kina (CN)
Certifieringar	CE, RoHS
EU-ombud	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Nederländerna (endast myndigheter)
WEEE-registreringsnummer (DE)	74241330 stiftelse för registrering av gamla elektriska apparater Nordostpark 72 90411 Nürnberg
WEEE-registreringsnummer (AT)	9008392342860 Federal Ministry for Climate Protection, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Wien
WEEE-registreringsnummer (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
WEEE-registreringsnummer (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Allmänna säkerhetsanvisningar (GPSR)

Om du bär ditt barn på fel sätt kan det leda till allvarliga olyckor och skador och medföra **stora säkerhetsrisker**.

Observera följande anvisningar:

- Använd LIINI®-bröstpumpen uteslutande enligt denna bruksanvisning.
- Produkten är endast avsedd för det avsedda ändamålet – att pumpa ut bröstmjolk.
- Bröstpumpen är inte en leksak och får inte användas eller rengöras av barn.
- Kontrollera alla komponenter för skador före varje användning. Använd inte enheten om delar är skadade, deformerade eller felaktigt monterade.
- Använd endast de komponenter och tillbehör som medföljer eller som är avsedda av LIINI®.
- Avbryt användningen omedelbart om smärta, obehag eller ovanliga reaktioner uppstår.

Användningsanvisningar

- Se till att bröstpumpen är korrekt monterad innan du tar den i bruk.
- Välj alltid en intensitetsnivå som är behaglig för dig. För hög sugkraft kan vara obehagligt.
- Bröstpumpen får inte användas under sömnen.
- Använd inte enheten när du kör bil eller utför aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet.
- Bröstpumpen är inte vattentät. Håll den elektriska enheten borta från vatten och fukt.

Information om batteri och laddning

- Ladda mjölkpumpen endast via den avsedda **USB-C-anslutningen**.
- Använd endast lämpliga nätadapterar med motsvarande uteffekt.
- Ladda inte enheten utan uppsikt och inte i närheten av värmekällor.
- Använd inte mjölkpumpen under laddningen.
- Utsätt inte batteriet för extrema temperaturer, direkt solljus eller öppen eld.



#FeelsParenting.

Rengöringsanvisningar

- Rengör alla delar som kommer i kontakt med bröstmjolk före första användningen och efter varje användning.
- Ta isär bröstpumpen helt innan rengöring.
- Delar som kommer i kontakt med mjolk (t.ex. silikonkuddar, ventiler, bröstmjölksbehållare) kan rengöras med varmt vatten och mildt diskmedel, kokas eller steriliseras tillsammans med andra babyartiklar (enligt vanliga rekommendationer).
- Den elektriska enheten får inte doppas i vatten eller rengöras under rinnande vatten.
- Rengör den endast med en torr eller lätt fuktig trasa.
- Låt alla komponenter torka helt efter rengöring innan du sätter ihop dem igen eller förvarar dem.

Förvaring

- Förvara bröstpumpen på en ren, torr plats.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Utsätt inte produkten för ständig fukt eller direkt solljus.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7

Information om WEEE-direktivet 2012/19/EU

Betydelsen av symbolen med den överkorsade soptunnan



Alla våra elektroniska apparater (flaskvärmare, vällingvärmare, sömnhjälpmiddel) är märkta med den överkorsade soptunnan.

Den överkorsade soptunnan betyder att **du enligt lag är skyldig** att lämna in dessa apparater till en insamling som är separerad från osorterat hushållsavfall, dvs. gamla apparater ska kasseras separat från hushållsavfallet. Batterier eller ackumulatorer som inte är fast monterade måste först tas ut och kasseras separat.

Alla våra produkter har fast monterade ackumulatorer – du kan alltså **kasta** produkterna **som helhet**.

En streckad soptunna betyder att produkten har släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005.

Möjligheter att lämna in gamla apparater (WEEE-direktivet 2012/19/EU)

Ägare av gamla apparater kan lämna in dem inom ramen för de möjligheter till återlämning eller insamling av gamla apparater som inrättats och ställs till förfogande av offentliga avfallshanteringsföretag, så att en korrekt avfallshantering säkerställs.

Personuppgifter (WEEE-direktivet 2012/19/EU)

Alla slutanvändare av uttjänta elektriska och elektroniska apparater uppmärksammas på att de själva är ansvariga för att radera personuppgifter på de uttjänta apparater som ska kasseras.



Information om batteridirektivet 2006/66/EG

När batterier eller ackumulatorer nämns nedan avses uttjänta batterier eller ackumulatorer från apparater.

Betydelsen av symbolen med den överkorsade soptunnan (batteridirektiv 2006/66/EG)

Den överkorsade soptunnan betyder att du enligt lag är skyldig att lämna in batterier eller ackumulatorer till en insamling som är separerad från osorterat hushållsavfall, dvs. att de ska kasseras separat från hushållsavfallet. Om batterier eller ackumulatorer innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver, mer än 0,002 viktprocent kadmium eller mer än 0,004 viktprocent bly, är de märkta med de kemiska tecknen för de metaller (Hg, Cd, Pb) för vilka gränsvärdet överskrids.

Möjligheter att lämna tillbaka batterier eller ackumulatorer (batteridirektivet 2006/66/EG)

Ägare av batterier eller ackumulatorer kan efter användning lämna in dessa kostnadsfritt inom ramen för de möjligheter till återlämning eller insamling av batterier eller ackumulatorer som inrättats och ställs till förfogande av offentliga avfallshanteringsföretag, eller direkt i handeln, så att en korrekt avfallshantering säkerställs.

Åtgärder för att undvika avfall och åtgärder för att undvika nedskräpning (batteridirektivet 2006/66/EG)

Minska uppkomsten av batteriavfall så mycket som möjligt genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara ackumulatorer. Lämna inte batterier eller batteridrivna elektriska och elektroniska apparater liggande och undvik därmed nedskräpning av miljön – för att skydda våra barn.

Möjligheter att förbereda återanvändning av gamla batterier (batteridirektivet 2006/66/EG)

Undersök möjligheten att återvinna gamla batterier.

Möjliga effekter av ämnena i batterier på miljön och människors hälsa (batteridirektivet 2006/66/EG)

Batterier och ackumulatorer kan innehålla ämnen som kan ha negativa effekter på människors hälsa och miljön. Särskilt batterier som innehåller litium måste hanteras försiktigt på grund av de särskilda riskerna, t.ex. brandfara eller risk för förtäring av knappcells batterier.

Betydelsen av separat insamling och återvinning (batteridirektivet 2006/66/EG)

Sortering och återvinning av batterier och ackumulatorer bidrar i hög grad till att minska belastningen på miljön och förebygga hälsorisker.