



Veiligheids- en reinigingsinstructies voor de LIINI® borstkolf

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor onze borstkolf hebt gekozen. Wij hechten veel waarde aan uw veiligheid en het welzijn van uw gezin.

Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt gebruiken, is het belangrijk dat u de volgende veiligheids- en reinigingsinstructies zorgvuldig opvolgt. Onjuist gebruik kan ernstige risico's met zich meebrengen!

Handleiding / gebruiksaanwijzing

Wij zien bewust af van gedrukte handleidingen en besparen zo elk jaar meerdere tonnen papier. Tegelijkertijd kunnen wij onze elektronische handleiding op elk moment bijwerken, zodat u altijd over de nieuwste versie beschikt.

Ook al is veel intuïtief te bedienen: neem alstublieft even **5 minuten** de tijd om **de handleiding door te lezen**. Het is belangrijk dat u het product volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt, zodat u er lang plezier van hebt, alles veilig werkt en onnodige ergernis wordt voorkomen.

U vindt de **handleiding** via de volgende **QR-code** (scannen met uw smartphone):



Online beschikbaar: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Algemene informatie

Fabrikant	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Zwitserland
Contact	compliance@liini.ch
Land van herkomst	China (CN)
Certificeringen	CE, RoHs
EU-gemachtigde	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Nederland (alleen voor autoriteiten)
WEEE-registratienummer (DE)	74241330 Stichting Elektro-Altgeräte Register Nordostpark 72 90411 Neurenberg
WEEE-registratienummer (AT)	9008392342860 Federaal Ministerie voor Klimaatbescherming, Milieu, Energie, Mobiliteit, Innovatie en Technologie (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Wenen
WEEE-registratienummer (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
WEEE-registratienummer (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbinding CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbinding EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Algemene veiligheidsinstructies (GPSR)

Het onjuist dragen van uw baby kan leiden tot ernstige ongelukken en verwondingen en brengt **ernstige veiligheidsrisico's** met zich mee.

Neem de volgende aanwijzingen strikt in acht:

- Gebruik de LIINI®-borstkolf uitsluitend volgens deze handleiding.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor het beoogde doel: het afkolven van moedermelk.
- De borstkolf is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt of gereinigd.
- Controleer voor elk gebruik alle onderdelen op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als onderdelen beschadigd, vervormd of niet correct gemonteerd zijn.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde of door LIINI® voorgeschreven onderdelen en hulpstukken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als u pijn, ongemak of ongewone reacties ervaart.

Aanwijzingen voor gebruik

- Zorg ervoor dat de borstkolf correct is gemonteerd voordat u hem in gebruik neemt.
- Kies altijd een intensiteitsniveau dat voor u comfortabel is. Een te hoge zuigkracht kan onaangenaam zijn.
- De borstkolf mag niet worden gebruikt tijdens het slapen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het autorijden of bij activiteiten die uw volledige aandacht vereisen.
- De borstkolf is niet waterdicht. Houd de elektrische eenheid uit de buurt van water en vocht.

Aanwijzingen voor de accu en het opladen

- Laad de borstkolf uitsluitend op via de daarvoor bestemde **USB-C-aansluiting**.
- Gebruik uitsluitend geschikte netadapters met het juiste uitgangsvermogen.
- Laad het apparaat niet zonder toezicht en niet in de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik de borstkolf niet tijdens het opladen.
- Stel de accu niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of open vuur.



#Feels Parenting.

Reinigingsinstructies

- Reinig alle onderdelen die in contact komen met moedermelk vóór het eerste gebruik en na elk gebruik.
- Demonteer de borstkolf volledig voor het reinigen.
- Onderdelen die in contact komen met melk (bijv. siliconenkussentjes, ventielen, moedermelkreservoirs) kunnen worden gereinigd met warm water en een mild afwasmiddel, worden uitgekookt of samen met andere babybenodigdheden worden gesteriliseerd (volgens de gebruikelijke aanbevelingen).
- Het elektrische gedeelte mag niet in water worden ondergedompeld of onder stromend water worden gereinigd.
- Reinig deze uitsluitend met een droge of licht vochtige doek.
- Laat alle onderdelen na het reinigen volledig drogen voordat u ze weer in elkaar zet of opbergt.

Bewaren

- Bewaar de borstkolf op een schone, droge plaats.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Stel het product niet bloot aan langdurige vochtigheid of direct zonlicht.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7

Informatie over de WEEE-richtlijn 2012/19/EU

Betekenis van het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak



Al onze elektronische apparaten (flesverwarmers, papverwarmers, slaapmiddelen) zijn gemarkeerd met het doorgestreepte afvalbakpictogram.

Het doorgestreepte afvalbakpictogram betekent dat u **wettelijk verplicht bent om** deze apparaten gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval in te zamelen, d.w.z. dat oude apparaten apart van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Niet-vast ingebouwde batterijen of accu's moeten vooraf worden verwijderd en apart worden afgevoerd.

Bij onze producten zijn alle accu's vast ingebouwd – u kunt de producten dus **in hun geheel afvoeren**.

Een balk onder de vuilnisbak betekent dat het product na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.

Mogelijkheden voor het inleveren van oude apparaten (WEEE-richtlijn 2012/19/EU)

Eigenaars van oude apparaten kunnen deze inleveren bij de door openbare afvalverwerkingsbedrijven opgezette en beschikbare mogelijkheden voor het inleveren of inzamelen van oude apparaten, zodat een correcte afvalverwerking wordt gegarandeerd.

Persoonsgegevens (WEEE-richtlijn 2012/19/EU)

Alle eindgebruikers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden erop gewezen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van persoonsgegevens op de af te voeren afgedankte apparatuur.



Informatie over de batterijrichtlijn 2006/66/EG

Wanneer hierna wordt verwezen naar batterijen of accu's, worden daarmee gebruikte batterijen of accu's bedoeld.

Betekenis van het doorgestreepte afvalbinsymbool (batterijrichtlijn 2006/66/EG)

De doorgestreepte vuilnisbak betekent dat u wettelijk verplicht bent om batterijen of accu's gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval in te zamelen, d.w.z. dat deze apart van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Indien batterijen of accu's meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, worden deze gemarkeerd met de chemische symbolen van de metalen (Hg, Cd, Pb) waarvan de grenswaarde wordt overschreden.

Mogelijkheden voor het inleveren van batterijen of accu's (batterijrichtlijn 2006/66/EG)

Eigenaars van batterijen of accu's kunnen deze na gebruik kosteloos inleveren bij de door openbare afvalverwerkingsbedrijven opgezette en beschikbare mogelijkheden voor het inleveren of inzamelen van batterijen of accu's, of rechtstreeks in de winkel, zodat een correcte verwijdering wordt gegarandeerd.

Maatregelen ter voorkoming van afval en maatregelen ter voorkoming van zwerfafval (Batterijrichtlijn 2006/66/EG)

Beperk de hoeveelheid afval van batterijen zoveel mogelijk door batterijen met een langere levensduur of oplaadbare accu's te gebruiken. Laat batterijen of batterijgevoede elektrische en elektronische apparaten niet zomaar rondslingeren en voorkom zo zwerfafval in het milieu – ter bescherming van onze kinderen.

Mogelijkheden om oude batterijen voor te bereiden voor hergebruik (Batterijrichtlijn 2006/66/EG)

Overweeg de mogelijkheid om gebruikte batterijen te recycleren.

Mogelijke effecten van de stoffen in batterijen op het milieu en de menselijke gezondheid (Batterijrichtlijn 2006/66/EG)

Batterijen en accu's kunnen stoffen bevatten die mogelijk schadelijke effecten hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Met name lithiumhoudende batterijen moeten voorzichtig worden behandeld vanwege de bijzondere risico's, zoals brandgevaar of het risico op inslikken bij knooppcelbatterijen.

Belang van gescheiden inzameling en recycling (Batterijrichtlijn 2006/66/EG)

De gescheiden inzameling en recycling van batterijen en accu's leveren een belangrijke bijdrage aan het ontlasten van het milieu en het voorkomen van gevaren voor de gezondheid.